



RESISTENTI
AGLI IMPATTI



ROBUSTI



LAVABILI



ANTIBATTERICI



RESISTENTI RAGGI UV

SDM 001

SEDIA DOCCIA MULTIFUNZIONE



ENCLARA
MEDICAL

La sedia SDM 001 è progettata per il facile spostamento e l'igiene personale assistita di pazienti in ambienti comunitari. Il prodotto può essere usato in ambiente doccia per lavare il paziente, come WC indipendente grazie al secchio in dotazione, o essere sovrapposto al WC della struttura assistenziale, o infine essere utilizzato come sedia da camera.



SDM 001 BA

BRACCIOLO APRIBILE

SDM 001 è disponibile anche con bracciolo apribile (SDM 001 BA) per facilitare il passaggio del paziente dalla sedia a rotelle alla sedia doccia. Il bracciolo apribile è concepito per impedire l'infiltrazione di acqua all'interno del telaio e minimizzare il rischio di danni alla cute del paziente durante il trasferimento.



POGGIAPIEDI

Il poggiatesta estraibile ha una striscia antiscivolo ed è dotato di piedini, che impediscono il ribaltamento della sedia nel caso che il paziente ci salga sopra.

TELAIO

Il telaio è interamente realizzato in PVC, addizionato con biossido di titanio. Questo oltre a migliorarne l'aspetto estetico (bianco lucido, resistente ai raggi UV, non ingiallisce nel tempo), incrementa la resistenza meccanica ed ha proprietà antibatteriche specifiche.

Le sue parti sono accoppiate mediante un processo di saldatura chimica, per cui la struttura si comporta come un unico pezzo, solido, rigido e resistente.

SDM 001 non è soggetta a ruggine, graffi ed ammaccature.

SCHIENALE E SEDILE

Sedile e schienale sono realizzati in poliuretano integrale, anallergico e confortevole. A differenza di un sedile imbottito, anche in caso di eventuali danni da usura, l'acqua non penetra all'interno del materiale e non si formano muffe.

Sedile e schienale sono rimovibili senza alcun attrezzo; in particolare, durante le operazioni di lavaggio del paziente, lo schienale può essere rimosso temporaneamente per facilitare l'accesso alla schiena.

BARRA DI SICUREZZA

La barra di sicurezza tra i braccioli, evita che il paziente possa cadere in avanti. Il meccanismo di apertura è facilmente azionabile dall'operatore, ma ottimizzato per impedire lo sganciamento accidentale da parte del paziente.



SDM 001 HR

ALTEZZA REGOLABILE

SDM 001 può essere dotata di regolazione in altezza (SDM 001 HR) in quattro posizioni per adattarsi a pazienti di statura diversa ed a wc di diversa altezza da terra.