



RESISTENTI  
AGLI IMPATTI



ROBUSTI



LAVABILI



ANTIBATTERICI



RESISTENTI RAGGI UV

# CRM 001 5C

CARRELLO AMAGNETICO 5 CASSETTI



ENCLARA  
MEDICAL

# CRM 001 5C

I nostri carrelli amagnetici sono progettati per il trasporto e la distribuzione di medicinali, medicazioni, strumenti e materiali vari in tutte le zone dei siti RM. Sono realizzati impiegando esclusivamente materiali non metallici, non magnetici ed elettricamente non conduttivi.

Per questo motivo possono essere etichettati come **MR Safe secondo la norma armonizzata CEI EN 62570;2016-01**.



## TELAIO

Il telaio è interamente realizzato in PVC, addizionato con biossido di titanio. Questo oltre a migliorarne l'aspetto estetico (bianco lucido, resistente ai raggi UV, non ingiallisce nel tempo), incrementa la resistenza meccanica ed ha proprietà antibatteriche specifiche. Le sue parti sono accoppiate mediante un processo di saldatura chimica, per cui la struttura si comporta come un unico pezzo, solido, rigido e resistente.

## CASSETTIERE

Le cassettiere, interamente in plastica, sono dotate di cassetti trasparenti con apertura ergonomica e fermo per evitare l'estrazione totale accidentale. A seconda delle dimensioni, ciascun cassetto ha una portata da 15 a 20 kg.

## RIPIANI

I ripiani sono realizzati in Hpl radiotrasparente e sono estraibili per una facile sanificazione. Ciascun ripiano ha una portata di 25 kg.

## RUOTE

I carrelli sono dotati di 4 ruote piroettanti di grande diametro in materiale sintetico. Le ruote posteriori dispongono di freno.

CRM 001 2R - CRM 001 3R - CRM 001 22C

## NOTA

Su richiesta i carrelli sono disponibili anche in versione MR Conditional per stazioni RM fino a 3 Tesla, con ruote in materiale plastico e particolari in ottone.



CRM 001 2R



CRM 001 3R



CRM 001 22C

ENCLARA MEDICAL S.r.l.

Via Liberazione, 71 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy - P.iva: 10373980969  
T. +39 02 94750334 - M. info@enclaramedical.it - www.enclaramedical.it