



RESISTENTI
AGLI IMPATTI



ROBUSTI



LAVABILI



ANTIBATTERICI



RESISTENTI RAGGI UV

SRM 001

SEDIA AMAGNETICA MR SAFE



ENCLARA
MEDICAL

SRM 001

La sedia amagnetica SRM 001 è progettata per il trasferimento di pazienti con difficoltà di deambulazione all'interno della zona ad accesso controllato degli ambienti di risonanza magnetica.

SRM 001 è realizzata interamente con materiali plastici, non metallici, non-magnetici e non conduttivi. Per questo motivo risponde ai requisiti stabiliti dalla norma tecnica armonizzata CEI EN 62570:2016-01 per la marcatura MR SAFE.



TELAIO

Il telaio è interamente realizzato in PVC, addizionato con biossido di titanio. Questo oltre a migliorarne l'aspetto estetico (bianco lucido, resistente ai raggi UV, non ingiallisce nel tempo), incrementa la resistenza meccanica ed ha proprietà antibatteriche specifiche.

Le sue parti sono accoppiate mediante un processo di saldatura chimica, per cui la struttura si comporta come un unico pezzo, solido, rigido e resistente.

SRM 001 non è soggetta a ruggine, graffi ed ammaccature.

SEDILO E SCHIENALE

Sedile e schienale sono realizzati in poliuretano integrale, anallergico e confortevole. A differenza di un sedile imbottito, anche in caso di eventuali danni da usura, l'acqua non penetra all'interno del materiale e non si formano muffe.

Sedile e schienale sono rimovibili senza alcun attrezzo per una facile sanificazione.

BARRA DI SICUREZZA

La barra di sicurezza tra i braccioli, evita che il paziente possa cadere in avanti. Il meccanismo di apertura è facilmente azionabile dall'operatore, ma ottimizzato per impedire lo sganciamento accidentale da parte del paziente.

POGGIAPIEDI

Il poggiatesta estraibile ha una striscia antiscivolo ed è dotato di piedini che impediscono il ribaltamento della sedia nel caso in cui il paziente ci salga sopra.

ENCLARA MEDICAL S.r.l.

Via Liberazione, 71 - 20068 Peschiera Borromeo (Mi) - Italy - P.iva: 10373980969

T. +39 02 94750334 - M. info@enclaramedical.it - www.enclaramedical.it